

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

เรื่อง การปฏิบัติงานหนึ่งของล่วงหน้า

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1	เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับโทรศัพท์ตาม	
2	คนที่ 1 ทำการเปิดเครื่องนิ่งตามลำดับขั้นตอนการนิ่ง	
	คนที่ 2 ไปรับของจากห้องผ่าตัดมาที่งานจ่ายกลาง ล้างทำความสะอาดเครื่องมือ	
	คนที่ 2 นำเครื่องมือต้มในน้ำเดือด(ลวก) และเช็ดให้แห้ง	
	คนที่ 1 จัดเครื่องมือเข้าตามSET ต่างๆจากนั้นห่อด้วยผ้าเขียวให้เรียบร้อย	
3	คนที่ 2 ตรวจสอบเช็คดูความเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อSETใส่COMPLYในSETที่ต้องใส่	
4	เขียนวันที่ผลิตและหมดอายุที่AUTOCLAVE TAPEแปะไว้SETนั้นๆ	
5	คนที่ 1 นำSETเครื่องมือทั้งหมดใส่รถตะแกรงนำเข้า เครื่องนิ่งไอน้ำแล้วกดนึ่งรอจนกว่าเครื่องจะทำงานเสร็จ	
6	นำเครื่องมือที่ผ่านกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อ ออกจากเครื่องแล้วผึ่งให้แห้งในห้องสำหรับผึ่งของ	
7	นำเครื่องมือที่ผึ่งจนเย็นแล้วส่งกลับคืนห้องผ่าตัด	
8	ข้อควรระมัดระวัง	
	1. เครื่องมือห้องผ่าตัดทุกชิ้นต้องระมัดระวังห้ามวางคว่ำหรือตะแคงหรือวางซ้อนกัน	
	2. ห้ามใช้พัดลมเป่าให้เย็น	
ผู้บันทึก น.ส.: ชวรัตน์ ชาญวิทย์ ตำแหน่ง กุมารแพทย์ หน่วยงาน ศัลยกรรม วันที่ 22 ก.พ 2566		
ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง..... ลงชื่อ..... นางณัฐณี อดิเทพ วันที่..... 29 ก.พ 2566		