

วิธีการติดพลาสติกเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ

วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับบริเวณจมูกจากการติดพลาสติก

วิธีการ

1. ตัดพลาสติกชนิด multipore dry ยาว 15 cm.จำนวน 1เส้น

2. ทำความสะอาดบริเวณจมูกลดความมันและสิ่งสกปรก

3. ติดพลาสติกบริเวณกลางจมูกนำลงมาพันกับสาย NG tube โดยให้สาย NG tube อยู่กลางจมูกไม่ให้ดึงรั้งด้านบนบริเวณจมูก พันประมาณ 2-3 รอบและจึงนำพลาสติกที่เหลือมาติดจมูก

การติดพลาสติกที่ถูกต้อง จะต้องไม่มีการดึงรั้งบริเวณจมูกและมีช่องว่างระหว่างจมูกกับสายให้อาหาร



การติดพลาสติกที่ไม่ถูกต้อง



จัดทำโดย

น.ส อรพรรณ เกิดโพธิ์

(ผู้ช่วยเหลือคนไข้)